




#3710 KONUSCLIP

20X-60X ZOOM



EN

#3710 KONUSCLIP 20X-60X POCKET MICROSCOPE CAN BE CONNECTED TO ANY SMARTPHONE

1. Universal Clip
2. Eye Lens
3. Loose
4. Tight
5. Magnification adjusting wheel
6. Focus-adjusting wheel
7. Object lens
8. LED lamp
9. UV currency-detecting lamp
10. Power switch
11. Battery compartment
12. Battery cover
13. 3 AAA batteries
14. Cloth strap

ITA

#3710 KONUSCLIP MICROSCOPIO TASCABILE INGRANDIMENTI 20X-60X ZOOM- PUÒ ESSERE COLLEGATO ALLO SMARTPHONE

1. Clip universale
2. Oculare
3. Allentare
4. Stringere
5. Ruota di regolazione dell'ingrandimento
6. Ruota di messa a fuoco

7. Lente dell'obiettivo
8. Illuminazione LED
9. Lampada UV per cartamoneta
10. Accensione/spengimento
11. Compartimento delle batterie
12. Coperchio delle batterie
13. 3 batterie di tipo AAA
14. Fettuccia batterie

FRA

#3710 KONUSCLIP : MICROSCOPE DE POCHE AVEC ATTACHE POUR FIXATION SUR SMARTPHONE

1. Attache universelle
2. Lentille oculaire
3. Desserrée
4. Serrée
5. Molette d'ajustement de l'amplification
6. Molette d'ajustement du foyer
7. Objectif
8. Lampe à DEL
9. Lampe à UV pour monnayeur
10. Interrupteur d'alimentation
11. Compartiment à pile
12. Couvercle de pile
13. Piles 3AAA
14. Languette en tissu

TED

#3710 KONUSCLIP: TRAGBARES MICROSKOP MIT CLIP ZUR BEFESTIGUNG AM SMARTPHONE

1. Universal-Clip Smartphone
2. Okular

3. Locker
4. Fest
5. Einstellrad Vergrößerung
6. Einstellrad Fokus
7. Objektiv
8. LED Leuchte
9. UV-Lampe zur Falschgelderkennung
10. Einschalter
11. Batteriefach
12. Batteriedeckel
13. 3 AAA Batterien
14. Stoffband

SPA

#3710 KONUSCLIP: MICROSCOPIO DE BOLSILLO CON CLIP PARA SER ENGANCHADO A UN SMARTPHONE

1. Enganche universal
2. Ocular
3. Soltar
4. Apretar
5. Magnificación - Ruedecilla de ajuste
6. Ruedecilla de ajuste de enfoque
7. Lentes de objetivo
8. Lámpara LED
9. Lámpara UV de detección de valuta
10. Interruptor de potencia
11. Compartimiento Batería
12. Funda de batería
13. 3 Baterías AAA
14. Tira de tejido



KONUS
www.konus.com



